

Schröpfgläser mit Saugball

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortiments entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung aufmerksam und vollständig durch und bewahren Sie sie für andere Benutzer zugänglich auf. Beachten Sie die Hinweise.

Diese Bedienungsanleitung ist für PULOX Schröpfgläser in allen Größen.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr Novidion-Team

Wirkungsweise

Schröpfen ist ein traditionelles Therapieverfahren, das schon seit der Antike angewendet wird. Durch das Ansaugen der Haut und das entstandene Vakuum im Schröpfglas entsteht ein Unterdruck, der die Akupunkturpunkte der Körperoberfläche stimuliert. Eine Schröpfmassage kann zur Anregung der Durchblutung und des Stoffwechsels, zur Ableitung eines Blutstaus, zur Vorbeugung von Cellulite sowie zur Straffung des Bindegewebes angewendet werden.

Spezifikationen

Schröpfgläser in verschiedenen Größen.

- Breiter, verstärkter Rand
- Material Schröpfglas: Glas
- Größen: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 52mm und 62mm
- Material Saugball: Gummi
- Farbe Saugball: blau, braun, grün oder pink

Beschreibung



Anwendung

1. Suchen Sie die Stelle aus, die Sie schröpfen möchten, reinigen Sie die Hautstelle und entfernen Sie bei behaarter Haut alle Haare.
2. Reiben Sie die Haut mit Creme oder Vaseline oder bei einer Schröpfmassage mit Massageöl ein.
3. Wählen Sie die Größe des Schröpfglases entsprechend der Hautstelle. Je größer die Hautstelle ist, desto größer sollte auch das Schröpfglas sein.
4. Setzen Sie das Schröpfglas auf die entsprechende Hautstelle und drücken Sie den Saugball zusammen, so dass ein Unterdruck entsteht und die Haut vom Schröpfglas leicht angesaugt wird. Das Schröpfglas ist nun auf der entsprechenden Hautstelle befestigt.
5. Lassen Sie die Schröpfgläser wirken. Die gängige Anwendungsdauer liegt bei ca. 10-20 Minuten. Diese ist jedoch abhängig von Anwendungsort und Stärke des Unterdrucks.
6. Nehmen Sie das Schröpfglas ab, sobald die Haut beginnt sich rot oder blau zu färben.
7. Massieren Sie die behandelten Hautstellen nach der Anwendung.

Wartung und Pflege

Behandeln Sie das Produkt immer pfleglich und hygienisch. Reinigen Sie es nach jeder Anwendung gründlich und desinfizieren Sie es mit medizinischem Alkohol. Nur so können Kreuzinfektionen vermieden werden.

Verwenden Sie keine beschädigten Schröpfgläser. Kontrollieren Sie die Schröpfgläser vor jeder Anwendung.

Lagern Sie das Schröpfglas staub- und feuchtigkeitsfrei.

Hinweis

1. Folgende Körperstellen dürfen nicht geschröpft werden: Umgebung des Herzens, an großen Blutgefäßen, Augen, Ohren, Nase, Brustwarzen und bei Hautkrankheiten oder akuten Entzündungen des betreffenden Hautgebiets.
2. Wenden Sie die Schröpfgläser nicht auf offenen, geschwollenen, geprellten oder eitrigen Hautstellen an.
3. Kontraindikationen bei Erkrankungen mit Blutungsneigung, Nieren- oder Herzschwäche, akutem Knochenbruch, Anämie, kritischer Hypertonie, Neurodermitis.
4. Bei schwangeren Frauen dürfen die Schröpfgläser nicht angewendet werden.
5. Behandeln Sie das Produkt immer pfleglich und hygienisch, achten Sie darauf, dass Sie es nach jeder Anwendung gründlich reinigen und desinfizieren, siehe Kapitel: Reinigung. Nur so können Kreuzinfektionen vermieden werden.
6. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, das Glas könnte brechen. Lagern oder verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten oder gefährlichen Umgebung.

8. Halten Sie die Schröpfgläser fern von Kindern. Das Kind könnte sich verletzen oder das Glas beschädigen.

Garantie und Service

Wir leisten 1 Jahr Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.

Für die Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufs zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr ab Kaufdatum gegenüber der

Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany

geltend zu machen. Weitergehende Rechte werden dem Kunden, aufgrund der Garantie, nicht eingeräumt.

Hersteller:

Jiangmen Xinli Medical Apparatus and Instruments Co.,Ltd

No.11 Factory Building,Dongning Industrial Zone,

Waihai Town, Jianghai District, Jiangmen City,

Guangdong Province, China

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de

WEEE-Registrierungsnummer: DE24355330

Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung Probleme haben, so können Sie diese auch auf unserer Website downloaden

<http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren>