

Deutsch:

Der PULOX Respi-Key ist eine Einweg-Schutzmaske mit Einwegventil für die Mund-zu-Mund- bzw. Mund-zu-Nase Beatmung.



1. Maske entfalten
2. Setzen Sie die Maske so auf das Gesicht des Patienten, dass Sie die folgende Schrift lesen: „MOUTH TO MOUTH“
Dementsprechend liest der Patient: „HTUOM OT HTUOM“
3. Befestigen Sie den Gummizug hinter den Ohren des Patienten.
4. Beginnen Sie nun mit der Erste-Hilfe-Maßnahme



Mund zu Mund



Mund zu Nase

English:

The PULOX Respi-Key is a single-use protective mask with one way valve for the mouth to mouth or mouth to nose artificial respiration.



1. Unfolding the mask
2. Put the mask on the Patients face so, that you read the text: „MOUTH TO MOUTH“
The Patient correspondingly reads: “ HTUOM OT HTUOM”
3. Fasten the elastic band behind the ears of the patient.
4. Now start with the first-aid measure



Mouth to Mouth



Mouth to Nose

Francais:

Le Pulox Respi-Key est un masque facial jetable avec valve unidirectionnelle pour le bouche-à-bouche ou bouche-à-nez.



1. Masque dérouler
2. Placer le patch pour le visage du patient, que vous avez lu le Écritures: “MOUTH TO MOUTH”
En conséquence, lit du patient: “HTUOM OT HTUOM”
3. Attacher la bande élastique derrière l'oreille du patient
4. Maintenant commencer par la première mesure d'aide



Bouche à bouche



Bouche à nez

Italiano:

Pulox Respi-Key é una maschera con valvola protettiva monouso per respirare bocca a bocca o bocca a naso.



1. spiegare la maschera.
2. Mettere la maschera sul viso del così che la scrittura della maschera si legge: “MOUTH TO MOUTH”
dalla vista del paziente si legge: “HTUOM OT HTUOM”
3. fissare le lastico dietro le orecchie del paziente
4. Si inizia con la prima misura di aiuta



bocca a bocca



o bocca a naso

Türkçe:

PULOX Respi-Key bir kere kullanımlı tek siboplu ağız dan ağıza veya ağız dan buruna nefes alıp vermede koruyucu maskedir.



1. Maskeyi açınız
2. Maskeyi hastanın ağızına öyle yerleştiriniz ki, siz yazıyı tersten: „MOUTH TO MOUTH“
okurken hasta yazıyı doğru: „HTUOM OT HTUOM“
okuyacak şekilde olsun.
3. Lastiği hastanın kulaklarının arkasına yerleştiriniz.
4. Şimdi ilk yardım müdahalesi ile başlayabilirsiniz



ağız dan ağıza



ağız dan buruna



Besuchen Sie uns auf www.pulox.de

Vertrieb durch:
Novidion GmbH

Fuggerstraße 30
D-51149 Köln
Deutschland

Ebenfalls in unserem Shop erhältlich:



Finger-Pulsoxymeter
Blutsauerstoffmessgeräte



Auch für Kinder erhältlich



Pulox Respi-Key
einfach, schnell und sicher Beatmen

in den Farben gelb, orange, rot, grün,
blau und schwarz verfügbar.